



ALZHEIMER

Sécuriser et veiller



Bouton d'appel S.O.S. mobile
GÉOLOCALISATION ET INTERPHONIE

www.viadome-sos.fr

OMNI

OMNI

SÉCURISER, VEILLER ET MAINTENIR L'AUTONOMIE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

ALERTE SOS En cas de malaise ou désorientation à domicile ou à l'extérieur, une simple **pression sur la touche SOS** du bouton déclenche une alerte et met automatiquement en relation téléphonique le bénéficiaire et le contact référent (plateau ou aidant)

ALERTE SORTIE ET RETOUR DE DOMICILE

ALERTE SORTIE DE ZONE lorsque le bénéficiaire **entre ou sort d'un périmètre préalablement défini** (centre de soins, logement d'un proche, club associatif, etc.)

GÉOLOCALISATION GPS Lorsqu'une alerte est déclenchée, visualisez sur une carte **la position géographique** du bénéficiaire. Vous pouvez également géolocaliser à **tout moment** sur l'appli pour une veille discrète.



Haut-parleur



Micro Touche SOS


DÉTECTION DE CHUTE LOURDE Seuil de sensibilité réglable.

ALERTE VITESSE Lorsque le bénéficiaire se trouve dans une voiture, bus, train, etc. **en mouvement**.

DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE Permet d'appeler le bénéficiaire sans que ce dernier n'ait besoin de presser une touche du bouton pour accepter l'appel. La mise en relation téléphonique est automatique.

✓ Pratique

- Compact, léger (53g)
- Étanche (norme IPX7)
- À emporter en pendentif, porte clés, clipsé à la ceinture, dans une poche...



✓ Sécurisé

- Le bouton OMNI ne peut recevoir et émettre des appels uniquement en provenance ou vers les numéros de téléphone de personnes autorisées.



APPLI

Pour géolocaliser et appeler le bénéficiaire, paramétrer, activer ou désactiver les alertes, consulter le graphique des activités...

2 formules d'abonnement
selon vos besoins:
TÉLÉASSISTANCE OU PROTECTION
À découvrir sur notre site internet

www.viadome-sos.fr

contact@viadome.fr



VIADOME – 49 avenue Rosa Parks 69009 Lyon
SIRET 914 265 277 – RCS Lyon

